

荧光抗体稀释液（Kolmers法）

产品货号：M20233

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody)的稀释和配制。当荧光抗体的染色如果背景较高，可以用乐业生物 荧光抗体稀释液(Kolmers法)稀释至临界浓度，使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性。乐业生物 荧光抗体稀释液(Kolmers法)由Kolmers盐等组成，为无色液体，减少非特异性荧光，宜做常规应用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
荧光抗体稀释液(Kolmers法)	100ml/500ml	2-8℃，避光

自备材料：

1. 载玻片
2. 盖玻片
3. 荧光显微镜

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作，稀释抗体后应4℃避光保存。

注意事项：

1. 荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。
2. 在使用荧光抗体稀释液的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com